

Modello KOKONAT – Endo Natural Cleaner

Produttore CBC (Europe) S.r.l
Via Zanica, 25
24050 Grassobbio (BG)
Italia

Descrizione

KOKONAT è un detergente naturale non ionico ottenuto dal cocco grazie alla biotecnologia. Gli acidi grassi estratti dal cocco rimuovono efficacemente lo sporco dalle superfici. L'utilizzo costante del prodotto favorisce la stratificazione sulle superfici trattate, con formazione di un film che previene le nuove contaminazioni. KOKONAT può essere utilizzato su qualsiasi superficie e materiale. Si risciacqua facilmente con poca acqua e non contiene alcol.

Composizione

<i>Ingrediente</i>	<i>% p/p</i>
Acqua	85
Acidi grassi del cocco	15

Applicazioni

Pulizia manuale e automatica di dispositivi medici e loro accessori (endoscopi, strumenti chirurgici, ecc.). Il prodotto può essere utilizzato anche in apparecchi ad ultrasuoni.

Modalità di utilizzo

Lavaggio manuale o in vasche a ultrasuoni

Diluire 1:500 (2ml ogni litro di acqua). Immergere il dispositivo nella soluzione per 5 minuti; in presenza di residui organici persistenti e/o essiccati da tempo, raddoppiare la concentrazione e il tempo di immersione.

Risciacquare con acqua

Il prodotto può essere diluito in acqua del rubinetto.

In caso di acqua molto fredda (< 10°C) o particolarmente dura, è possibile che il prodotto non solubilizzi completamente: in questi casi si consiglia di diluire in acqua tiepida (> 20°C).

Lavaggio automatico in lavaendoscopi KIREI

Inserire la tanica nella lavaendoscopi KIREI; KIREI preleva in automatico il corretto quantitativo di detergente ad ogni ciclo.

Conservazione

Tenere il prodotto nei contenitori originali. Stoccare in luogo fresco e asciutto, ad una

temperatura compresa fra 5 e 30 °C, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall'esposizione diretta dei raggi solari.

Tenere i recipienti ben chiusi. Garantire un'adeguata ventilazione dei locali.

Il prodotto conserva la sua efficacia fino a 36 mesi dalla data di produzione.

Sicurezza e impatto ambientale

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Prodotto non infiammabile.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Confezionamento

Codice Ordine	Modello
DT-KKN5000	Tanica da 5 litri
-	Confezione da 4 taniche da 5 litri

Smaltimento del dispositivo

Soggetto a disposizioni locali. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Direttive e conformità

Questo prodotto è conforme a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici.

Classificazione secondo Regolamento (UE) 2017/745 Articolo 51 - Allegato VIII regola 1
Classe I

CND: Z12029085
RDM: 2181032/R
Basic UDI-DI: 805053900DT-KKN3F